


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Crisp2 Per Wb, Elisa - P16562

Numero articolo: CM0027535



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato al CRISP2 umano (CT36/TPX1). Validato per WB ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla capacitazione spermatica e la biologia riproduttiva.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CRISP2 Coniglio pAb
Note/Alias	CT36; TPX1; TSP1; GAPDL5; CRISP-2; CRISP2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7180
GeneID	7180
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-243 del CRISP2 umano (NP_003287.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P16562
Peso proteico	27kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio