

Anticorpo Policlonale Anti-Crispld2 Per Wb Ed Elisa - Q9H0B8

Numero articolo: CM0016112

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CRISPLD2 umano, validato per Western blotting (WB) ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Adatto per lo studio della funzione di CRISPLD2 nell'assemblaggio della matrice e nella biologia della matrice extracellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CRISPLD2 Rabbit pAb
Note/Alias	LGL1; CRISP11; LCRISP2; CRISPLD2
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	83716
ID Gene	83716
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 140-430 di CRISPLD2 umano (NP_113664.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9H0B8
Peso Proteico	56 kDa
Spedizione	Borsa termica con ghiaccio