


Anticorpo Policlonale Anti-Crk/Crkii Per Wb, Elisa - P46108

Numero articolo: CM0024625



introduzione

CamelBio offre un anticorpo policlonale di coniglio anti-CRK/CRKII per applicazioni di Western blot ed ELISA. Rileva CRK umano e murino, adatto per studiare la segnalazione dell'adesione cellulare, della migrazione e della fagocitosi. SWISS: P46108.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CRK/CRKII Rabbit pAb
Note/Alias	p38; CRKII; CRK/CRKII
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1398
ID Gene	1398
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-304 di CRK/CRKII umano (NP_058431.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P46108
Peso Molecolare Proteina	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio