


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Crk/Crkii Per Wb, Elisa - P46108

Numero articolo: CM0009921



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità che bersaglia CRK/CRKII umano (p38) per WB e ELISA. Validato su campioni umani e di topo. Ideale per la ricerca sull'adesione cellulare, la migrazione e la fagocitosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CRK/CRKII Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	p38; CRKII; CRK/CRKII
Specie	Umana
GeneID (umano)	1398
GeneID	1398
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di CRK/CRKII umano (P46108).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo
SWISS	P46108
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio