

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Crkl (Fosfo-Tyr207) Per Wb, Elisa - P46109

Numero articolo: CM0001054



introduzione

Phospho-CRKL-Y207 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale di coniglio che riconosce la CRKL fosforilata (Tyr207) di origine umana, validato per WB ed ELISA con reattività crociata su topo. Ideale per lo studio della trasduzione del segnale intracellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Phospho-CRKL-Y207 Rabbit pAb
Note/Alias	CRKL; Phospho-CRKL-Y207
Specie	Umano
GeneID	1399
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico fosforilato intorno a Y207 della CRKL umana (NP_005198.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo
SWISS	P46109
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio