

Anticorpo Policlonale Anti-Crkl Per Wb, Elisa - P46109

Numero articolo: CM0014892



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CRKL umano, validato per Western blot ed ELISA. Reagisce con CRKL umano e murino. Adatto per la ricerca sulla trasduzione del segnale e lo sviluppo di test diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome del prodotto	CRKL Rabbit pAb
Note/Alias	CRKL
Specie	Umano
GeneID (umano)	1399
GeneID	1399
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	P46109
Peso della proteina	34 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante