

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Crkl Per Wb, Elisa - P46109

Numero articolo: CM0017464



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-CRKL convalidato per WB ed ELISA. Rileva la proteina simile a Crk (34 kDa) in campioni umani, murini e di ratto. Adatto per ricerche sulla trasduzione del segnale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CRKL Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CRKL
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1399
GeneID	1399
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-303 di CRKL umano (NP_005198.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P46109
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio