

Anticorpo Policlonale Anti-Crls1 Per Wb, Elisa - Q9Uja2

Numero articolo: CM0015019

introduzione

CRLS1 Rabbit pAb validato per WB ed ELISA contro la cardiolipina sintasi umana, un enzima cruciale della membrana mitocondriale interna per la sintesi della cardiolipina. Immunogeno ricombinante, ideale per la ricerca mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CRLS1 Rabbit pAb
Note/Alias	CLS; CLS1; GCD10; COSPD57; C20orf155; dj967N21.6; CRLS1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	54675
ID Gene	54675
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-110 di CRLS1 umano (NP_061968.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9UJA2
Peso Proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio