


Anticorpo Monoclonale Anti-Crm1/Xpo1 Per Wb, If/Icc, Elisa - O14980

Numero articolo: CM0003339



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CRM1/XPO1 umano (Exportina-1). Adatto per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studiare l'esportazione nucleare e le interazioni ospite-virus. Materia prima IVD di alta qualità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CRM1/XPO1 Rabbit mAb
Note/Alias	emb; CRM1; exp1; CRM-1; Exportin 1; CRM1/XPO1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	7514
ID Gene	7514
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 972-1071 di CRM1/XPO1 umano (O14980).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O14980
Peso Proteico	123kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio