


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Crm1/Xpo1 Per Wb E Elisa - O14980

Numero articolo: CM0016232



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit che bersaglia l'Exportina-1 umana (CRM1/XPO1), validato per Western blot e ELISA, con reattività crociata con il topo. Adatto per la ricerca sull'esportazione nucleare e l'interazione tra ospite e virus.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del prodotto	CRM1/XPO1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	emb; CRM1; exp1; CRM-1; CRM1/XPO1
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	7514
ID gene	7514
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	O14980
Peso proteico	123kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio