


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Crmp1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q14194

Numero articolo: CM0019045



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio CRMP1 validato per WB, IF/ICC, ELISA su umano, topo, ratto. Bersaglio proteina 1 correlata alla diidropirimidinasi da 62kDa coinvolta nella guida degli assoni e nel rimodellamento del citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CRMP1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	DRP1, DRP-1, CRMP-1, DPYSL1, ULIP-3, CRMP1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1400
ID Gene	1400
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 460-540 del CRMP1 umano (NP_001304.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q14194
Peso proteico	62kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio