


Anticorpo Monoclonale Anti-Crmp2/Dpysl2 Per Wb, If-P, Elisa - Q16555

Numero articolo: CM0012200



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CRMP2/DPYSL2 umano (UniProt Q16555). Validato per WB, IF-P ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Utile per studi sullo sviluppo neuronale, guida assonale e citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Validato KO] CRMP2/DPYSL2 Anticorpo monoclonale di coniglio
Note/Alias	DRP2; N2A3; CRMP2; DRP-2; ULIP2; CRMP-2; DHPRP2; ULIP-2; L2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1808
Immunogeno	Peptide Sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 473-572 di CRMP2/DPYSL2 umano (Q16555)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q16555
Peso Proteico	62kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio