


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Crmp2/Dpysl2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q16555

Numero articolo: CM0018289



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro CRMP2/DPYSL2, validato per WB, IHC-P ed ELISA in campioni umani, murini e di ratto. Adatto per lo studio dello sviluppo neuronale, della guida assonale e della funzione di CRMP2.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[KO Validated] CRMP2/DPYSL2 Rabbit pAb
Note/alias	DRP2; N2A3; CRMP2; DRP-2; ULIP2; CRMP-2; DHPRP2; ULIP-2; L2
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	1808
ID del gene	1808
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 400 e 500 di CRMP2/DPYSL2 umano (NP_001377.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q16555
Peso della proteina	62 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante