

Anticorpo Monoclonale Anti-Crmp3/Dpysl4 Per Wb, Elisa - O14531

Numero articolo: CM0003414



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio anti-CRMP3/DPYSL4 validato per Western blot ed ELISA. Riconosce le specie umana e di ratto. Ideale per studiare la guida assonale, il collasso del cono di crescita neuronale e la migrazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	CRMP3/DPYSL4 Rabbit mAb
Note/Alias	CRMP3; DRP-4; ULIP4; CRMP3/DPYSL4
Specie	Umana
GeneID (Umano)	10570
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di CRMP3/DPYSL4 umano (O14531)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Ratto
SWISS	O14531
Peso Proteico	62kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio