


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Crmp5/Dpysl5 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bpu6

Numero articolo: CM0010991



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro CRMP5/DPYSL5 (Proteina 5 correlata alla diidropirimidinasi), validato per WB, IHC-P ed ELISA su campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per studi di neuroscienze sulla regolazione della crescita dei dendriti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio CRMP5/DPYSL5
Note/Alias	CV2; CRAM; CRMP5; RTSC4; Ulip6; CRMP-5; CRMP5/DPYSL5
Specie	Umano
GeneID (umano)	56896
GeneID	56896
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 465-564 di CRMP5/DPYSL5 umano (Q9BPU6).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9BPU6
Peso Proteico	61kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio