

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Crnn (Wb, Elisa) - Q9Ubg3

Numero articolo: CM0030065

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-CRNN validato per Western blot ed ELISA; reagisce con la Cornulina umana e murina. Ideale per lo studio della proliferazione cellulare e della biologia dell'epitelio squamoso. - Q9UBG3

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-CRNN
Note/Alias	DRC1; PDRC1; SEP53; C1orf10; CRNN
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	49860
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 396-495 della CRNN umana (NP_057274.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Murina
SWISS	Q9UBG3
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio