

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Crot Per Wb, Ip, Elisa - Q9Ukg9

Numero articolo: CM0027774

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-CROT convalidato per WB, IP, ELISA in uomo, topo e ratto. Riconosce la carnitina O-ottaniltransferasi perossisomale (70 kDa), un enzima chiave nella beta-ossidazione degli acidi grassi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CROT Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	COT; CROT
Specie	Uomo
GenElD (Uomo)	54677
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-87 della CROT umana (NP_001230674.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9UKG9
Peso proteico	70 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio