


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Crtc1 Per Wb Ed Elisa - Q6Uuv9

Numero articolo: CM0014375



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-CRTC1 validato per WB ed ELISA. Rileva CRTC1 umano e reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione CREB, L-LTP e l'orologio circadiano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CRTC1 Rabbit pAb
Note/Alias	MAML2; MECT1; Mam-2; TORC1; TORC-1; WAMTP1; CRTC1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	23373
ID Gene	23373
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 di CRTC1 umano (NP_056136.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q6UUV9
Peso Molecolare Proteina	67kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio