

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Crtc2 Per Wb, Elisa - Q53Et0

Numero articolo: CM0014401



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia CRTC2 (TORC2) umano, validato per Western blot e ELISA. Rileva una banda di 73 kDa; adatto per la ricerca sulla segnalazione di CREB, la gluconeogenesi e la regolazione metabolica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	CRTC2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	TORC2; TORC-2; CRTC2
Specie	Uomo
GeneID (umano)	200186
GeneID	200186
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 16-126 di CRTC2 umano (NP_859066.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q53ET0
Peso proteico	73kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio