

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Crx Per Wb, If-P, Elisa - O43186

Numero articolo: CM0024761



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro la proteina homeobox cono-bastoncellare umana (CRX). Validato per Western blot, immunofluorescenza (paraffina) ed ELISA. Reagisce incrociatamente con il mouse. Ideale per la ricerca sulla regolazione genica dei fotorecettori e sullo sviluppo della retina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CRX Rabbit pAb
Note/Alias	CRD; LCA7; OTX3; CORD2; CRX
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	1406
Gene ID	1406
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 100-200 del CRX umano (NP_000545.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività incrociata	Mouse
SWISS	O43186
Peso proteico	32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio