

Anticorpo Policlonale Anti-Cry1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q16526

Numero articolo: CM0013192

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la CRY1 (Cryptocromo-1) umana, validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studi sui ritmi circadiani. 66 kDa, spedito su ghiaccio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CRY1 Rabbit pAb
Note/Alias	DSPD; PHLL1; CRY1
Specie	Umana
GenelD (Umana)	1407
GenelD	1407
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 496-586 della CRY1 umana (NP_004066.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q16526
Peso proteico	66 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio