

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cry2 Per Wb, Elisa - Q49An0

Numero articolo: CM0029115

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato al CRY2 umano, un key repressore dell'orologio circadiano. Validato per WB ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sui ritmi circadiani e sul metabolismo. banda prevista a 67 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CRY2 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	HCRY2, PHLL2, CRY2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1408
GeneID	1408
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 200-300 del CRY2 umano (NP_066940.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q49AN0
Peso proteico	67kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio