

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cry2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q49An0

Numero articolo: CM0015185

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro CRY2 umano (67kDa), validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Riconosce CRY2 umano e di ratto. Adatto per la ricerca sull'orologio circadiano, la regolazione trascrizionale e il metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CRY2 Rabbit pAb
Note/Alias	HCRY2; PHLL2; CRY2
Specie	Umano
GenelD (Umano)	1408
GenelD	1408
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 455-614 di CRY2 umano (NP_066940.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	Q49AN0
Peso Proteico	67kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio