


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cryaa Per Wb, If-P, Elisa - P02489

Numero articolo: CM0010680



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CRYAA umana (catena A dell'alfa-cristallina/HspB4). Validato per WB, IF-P e ELISA; reagisce crociato con topo e ratto. Ideale per studi di biologia del cristallino e funzione chaperone.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CRYAA Rabbit mAb
Note/Alias	CRYA1; HSPB4; CTRCT9
Specie	Umana
GenelD (Umana)	1409
GenelD	1409
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 6-95 di CRYAA umana (P02489)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P02489
Peso proteico	20kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio