


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cryaa Per Wb, If-P, Elisa - P02489

Numero articolo: CM0028545



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la catena A dell'alfa-cristallina (CRYAA; HSPB4) validato per WB, IF-P e ELISA in uomo, topo, ratto e zebrafish. Adatto per ricerche sulla biologia del cristallino e sulla funzione chaperonina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CRYAA Rabbit pAb
Note/Alias	CRYA1; HSPB4; CTRCT9; CRYAA
Specie	Uomo
ID Gene	1409 (Uomo)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-173 della CRYAA umana (NP_000385.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto, Zebrafish
SWISS	P02489
Peso proteico	20kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio