


Anticorpo Policlonale Anti-Cryab Per Wb Ed Elisa - P02511

Numero articolo: CM0018068



introduzione

Anticorpo policlonale Anti-CRYAB (Coniglio) validato per WB ed ELISA, reagente con CRYAB umano, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sulla biologia delle cristalline e le risposte allo stress.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CRYAB Rabbit pAb
Note/Alias	MF2; CRYA2; CTPP2; HSPB5; CMD11; CTRCT16; HEL-S-101; CRYAB
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1410
GeneID	1410
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-175 di CRYAB umano (NP_001876.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P02511
Peso Proteico	20kDa
Spedizione	Borsa refrigerante