


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cryab Per Ihc-P, If/Icc, Elisa - P02511

Numero articolo: CM0004790



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti CRYAB umano (catena B alfa-crystallin), validato per IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce incrociatamente con ratto. Ideale per lo studio dell'attività chaperone e della biologia del cristallino nella ricerca e nello sviluppo IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CRYAB Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	MFM2, CRYA2, CTPP2, HSPB5, CMD1II, CTRCT16, HEL-S-101, CRYAB
Specie	Umano
GenelD (umano)	1410
GenelD	1410
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 76-175 del CRYAB umano (P02511).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Ratto
SWISS	P02511
Peso Proteico	20kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio