

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Crybb1 Per Wb, Elisa - P53674

Numero articolo: CM0025149



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro CRYBB1 umano (beta-cristallina B1), validato per WB e ELISA. Adatto per studi sulle proteine del cristallino oculare e analisi di varianti associate alla cataratta. Reagisce in modo crociato con il topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CRYBB1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	CATCN3; CTRCT17; CRYBB1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	1414
ID gene	1414
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-252 di CRYBB1 umano (NP_001878.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P53674
Peso proteico	28kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio