


Anticorpo Policlonale Anti-Crybb2 Coniglio Per Wb, Elisa - P43320

Numero articolo: CM0026541



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la beta-cristallina B2 (CRYBB2). Validato per applicazioni di Western blot ed ELISA, rileva la CRYBB2 endogena in campioni umani, di topo e di ratto. Peso molecolare ~23 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CRYBB2 Rabbit pAb
Note/Alias	CCA2, CRYB2, CRYB2A, CTRCT3, D22S665, CRYBB2
Specie	Umano
GenelD (Umano)	1415
GenelD	1415
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-205 della CRYBB2 umana (NP_000487.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P43320
Peso Proteico	23kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio