

Anticorpo Policlonale Anti-Crygc Per Wb, If/Icc, Elisa - P07315

Numero articolo: CM0030317



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto alla gamma-cristallina C umana (CRYGC). Validato per Western blot, IF/ICC e ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Utile per la ricerca sulle proteine del cristallino oculare e la cataratta.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CRYGC Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	CCL; CRYG3; CTRCT2; CRYGC
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	1420
GeneID	1420
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P07315
Peso proteico	21kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio