


Anticorpo Policlonale Anti-Crygs Per Wb, Elisa - P22914

Numero articolo: CM0026749



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità che bersaglia CRYGS umana (gamma-cristallina S). Adatto per applicazioni WB e ELISA, con reattività crociata dimostrata in campioni umani, di topo e ratto. Ideale per la ricerca sulle proteine del cristallino e la cataratta.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CRYGS Rabbit pAb
Note/Alias	CRYG8; CTRCT20; CRYGS
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	1427
GeneID	1427
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-178 di CRYGS umana (NP_060011.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P22914
Peso proteico	21 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio