

Anticorpo Policlonale Anti-Crym Per Wb, Elisa - Q14894

Numero articolo: CM0030903



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro CRYM (chetimina riduttasi mu-cristallina), validato per WB ed ELISA. Reagisce con campioni umani, di topo e di ratto. Adatto per la ricerca sul metabolismo e sulla sordità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CRYM Rabbit pAb
Note/Alias	THBP; DFNA40; CRYM
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1428
GeneID	1428
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-314 di CRYM umano (NP_001879.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q14894
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio