

Anticorpo Policlonale Anti-Cryz Per Wb, Elisa - Q08257

Numero articolo: CM0019456



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CRYZ (zeta-crystallin), validato KO. Adatto per Western blot ed ELISA; cross-reattività con umano, topo e ratto. Utile per la ricerca sulla stabilizzazione dell'mRNA, chinone reductasi e disintossicazione. SWISS Q08257.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Validato KO] CRYZ Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CRYZ; YZ
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	1429
Gene ID	1429
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-329 di CRYZ umano (NP_001123514.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross-reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q08257
Peso proteico	35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio