

## Anticorpo Policlonale Anti-Cs Per Wb, If/Icc, Elisa - 075390

Numero articolo: CM0025551



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CS umano (citrato sintasi, mitocondriale). Convalidato per WB, IF/ICC, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studiare il ciclo di Krebs e il metabolismo mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | CS Rabbit pAb                                                                                                                  |
| Annotazioni/Alias   | CS                                                                                                                             |
| Specie              | Uomo                                                                                                                           |
| ID genico (Uomo)    | 1431                                                                                                                           |
| ID genico           | 1431                                                                                                                           |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 167-466 della CS umana (NP_004068.2). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                       |
| Categoria           | Anticorpi Policlonali                                                                                                          |
| Applicazione        | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                              |
| Reattività Crociata | Uomo, Topo, Ratto                                                                                                              |
| SWISS               | 075390                                                                                                                         |
| Peso Proteico       | 52kDa                                                                                                                          |
| Spedizione          | Sacco di ghiaccio                                                                                                              |