

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Csad Per Wb Ed Elisa - Q9Y600

Numero articolo: CM0017207



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la CSAD umana (decarbossilasi dell'acido cisteina solfinico), per WB ed ELISA. Reagisce anche con le proteine di topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla biosintesi della taurina e per gli studi su fegato e cervello.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CSAD Rabbit pAb
Note/Alias	CSD; PCAP; CSAD
Specie	Uomo
GeneID (umano)	51380
GeneID	51380
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 371-520 della CSAD umana (NP_057073.4).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	Q9Y600
Peso della proteina	55 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante