


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Csf1 Per Wb Ed Elisa - P09603

Numero articolo: CM0020321



introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio contro il CSF1 umano (M-CSF) è validato per WB ed ELISA. Reagisce anche con topo e ratto e rileva una proteina di circa 60 kDa. Utile per gli studi sulla differenziazione dei macrofagi e sulla risposta immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CSF1 pAb di coniglio
Note/Alias	MCSF; CSF-1; CSF1
Specie	Umano
ID del gene (umano)	1435
ID del gene	1435
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 33-190 del CSF1 umano (NP_757351.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P09603
Peso della proteina	60 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante