

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Csf2 Per Wb, If/Icc, Elisa - P04141

Numero articolo: CM0029946



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro CSF2 umano (GM-CSF), validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce incrociatamente con topo e ratto. Immunogeno derivato dalla regione N-terminale. Ideale per la ricerca ematopoietica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CSF2 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	CSF; GMCSF; CSF2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	1437
Gene ID	1437
Immunogeno	Peptide sintetico
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P04141
Peso proteico	16kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio