

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Csf2Ra Per If/Icc, Elisa - P15509

Numero articolo: CM0027269



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia CSF2RA umano (recettore alfa del GM-CSF). Validato per IF/ICC e ELISA; mostra reazione crociata con specie umana e mouse. Ideale per studi sulle cellule ematopoietiche e sui recettori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CSF2RA Rabbit pAb
Note / Alias	GMR; CD116; CSF2R; SMDP4; CDw116; CSF2RX; CSF2RY; GMCSFR; CSF2RAX; CSF2RAY; alphaGMR; GMR-alpha; GMCSFR-alpha; GM-CSF-R-alpha; CSF2RA
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	1438
GeneID	1438
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-150 di CSF2RA umano (NP_001155001.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Mouse
SWISS	P15509
Peso proteico	46kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio