

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Csf2Rb Per Wb, Elisa - P32927

Numero articolo: CM0013860



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CSF2RB umano (CD131), adatto per western blot (WB) ed ELISA. Reagisce crociatamente con campioni umani e murini. Facilita la ricerca sulle vie di segnalazione di IL-3, IL-5 e GM-CSF.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CSF2RB Rabbit pAb
Note/Alias	CD131; IL3RB; IL5RB; SMDP5; CDw131; betaGMR; CSF2RB
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	1439
GeneID	1439
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 200-443 del CSF2RB umano (NP_000386.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	P32927
Peso della proteina	97 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante