


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Csk Per Wb, Ihc-P, Elisa - P41240

Numero articolo: CM0002557



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità contro CSK umano, validato per Western blot, immunochimica (paraffina) ed ELISA. Rileva CSK in campioni umani, di topo e di ratto, supportando la ricerca sulla regolazione della chinasi Src e sulla segnalazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CSK Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	CSK; tirosina-proteina chinasi CSK
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1445
ID Gene	1445
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 del CSK umano (P41240).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P41240
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio