


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Csk Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P41240

Numero articolo: CM0023657



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che targeting la tirosin chinasi CSK umana, validato per Western blot, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Cross-reattiva con topo e ratto. Ideale per investigare la regolazione mediata da CSK delle chinasi della famiglia Src nella risposta immunitaria e nella ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CSK Rabbit pAb
Note/Alias	CSK
Specie	Umano
Gene ID	1445 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 188-450 del CSK umano (NP_004374.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P41240
Peso Proteico	51kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio