

Anticorpo Policlonale Anti-Csmd3 Per Wb, Elisa - Q7Z407

Numero articolo: CM0015468

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting CSMD3 umano, una grande proteina transmembrana coinvolta nello sviluppo delle dendriti. Validato per WB ed ELISA, con reattività confermata in campioni umani. Ideale per la ricerca neuroscientifica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CSMD3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CSMD3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	114788
GeneID	114788
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 220-440 del CSMD3 umano (NP_937756.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q7Z407
Peso proteico	406kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio