


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Csnk1E Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49674

Numero articolo: CM0018770



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro la CSNK1E umana (Casein chinasi I isoforma epsilon), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con uomo, topo, ratto. Adatto per la ricerca sull'orologio circadiano e la via di segnalazione Wnt.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[KO Validated] CSNK1E Rabbit pAb
Note/Alias	CK1e; HCK1E; CK1epsilon; 1E
Specie	Uomo
GeneID (umano)	1454
GeneID	1454
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 247-416 della CSNK1E umana (NP_689407.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P49674
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio