


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Csnk1G1 Per Wb Ed Elisa - Q9Hcp0

Numero articolo: CM0028073



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio CSNK1G1 validato per WB ed ELISA. Mira all'isoforma gamma-1 della casein chinasi umana, una serina/treonina chinasi coinvolta nella segnalazione Wnt. Ideale per applicazioni diagnostiche e di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CSNK1G1 pAb di Coniglio
Osservazioni/Alias	CK1gamma1; CSNK1G1
Specie	Umana
GeneID (umano)	53944
GeneID	53944
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 298-422 di CSNK1G1 umano (NP_071331.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	Q9HCP0
Peso Proteico	49kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio