


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Csnk1G2 Per Wb, Elisa - P78368

Numero articolo: CM0025091



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro la caseina chinasi I isoforma gamma-2 (CSNK1G2), validato per WB ed ELISA. Rileva CSNK1G2 umana, di topo e di ratto, ideale per studi sulla segnalazione Wnt e sulla ricerca sulle chinasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CSNK1G2 Rabbit pAb
Note/Alias	CK1g2; CSNK1G2
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	1455
ID Gene	1455
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 316-415 della CSNK1G2 umana (NP_001310.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P78368
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio