

Anticorpo Policlonale Anti-Csnk1G3 Per Wb, Elisa - Q9Y6M4

Numero articolo: CM0016586



introduzione

L'anticorpo policlonale (pAb) anti-CSNK1G3 umano di CamelBio rileva la casein-chinasi I gamma-3 tramite WB ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto, supportando la ricerca sulla segnalazione Wnt e sulle chinasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb CSNK1G3 Coniglio
Note/Alias	CSNK1G3L; CKI-gamma 3; CSNK1G3
Specie	Umano
GeneID (umano)	1456
GeneID	1456
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 304-423 di CSNK1G3 umano (NP_001026982.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9Y6M4
Peso Proteico	51kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio