

Anticorpo Policlonale Anti-Csnk2A2 Per Wb, If/Icc, Elisa - P19784

Numero articolo: CM0023027



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la CSNK2A2 umana (CK2 α '), convalidato per western blot, immunofluorescenza/ICC ed ELISA. Rileva la CSNK2A2 umana, murina e di ratto. Ideale per lo studio del ciclo cellulare, dell'apoptosi e delle vie di regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CSNK2A2 Rabbit pAb
Note/Alias	CK2A2; CSNK2A1; CK2alpha'; CSNK2A2
Specie	Umana
GeneID (Umano)	1459
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 250-350 della CSNK2A2 umana (NP_001887.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Murina, Ratto
SWISS	P19784
Peso proteico	41kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio