

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Csnk2A2 Per Wb Ed Elisa - P19784

Numero articolo: CM0023459



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro CSNK2A2 umano e murino, adatto per Western blot ed ELISA. L'immunogeno a proteina ricombinante garantisce specificità. Utile per la ricerca nella segnalazione delle chinasi, nel ciclo cellulare e nell'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CSNK2A2 Rabbit pAb
Note/Alias	CK2A2; CSNK2A1; CK2alpha'; CSNK2A2
Specie	Umano
GeneID (umano)	1459
GeneID	1459
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-350 di CSNK2A2 umano (NP_001887.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P19784
Peso Proteico	41kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio