

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Csrnp1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96S65

Numero articolo: CM0024804

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro CSRNP1 umano (AXUD1, TAIP-3), convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per studi su apoptosi e regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CSRNP1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	AXUD1; URAX1; TAIP-3; CSRNP-1; FAM130B; CSRNP1
Specie	Uomo
GenelD	64651
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 di CSRNP1 umano (NP_149016.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q96S65
Peso proteico	64kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio