

Anticorpo Policlonale Anti-Csrp2 Per Wb, Elisa - Q16527

Numero articolo: CM0024937

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la CSRP2 umana (CRP2/LMO5/SmLIM), reattivo con uomo e topo. Per applicazioni WB ed ELISA nella ricerca sulla biologia vascolare e sulla differenziazione delle cellule muscolari lisce.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CSRP2 Rabbit pAb
Alias	CRP2; LMO5; SmLIM; CSRP2
Specie	Umana
GeneID (Umano)	1466
GeneID	1466
Immunogeno	Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-193 della CSRP2 umana (NP_001312.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q16527
Peso proteico	21kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio